

CARDIOVIT CS-200 Office

Épreuve d'effort avec
un maximum de liberté



CARDIOVIT CS-200 OFFICE

Le **CARDIOVIT CS-200 Office** de **SCHILLER** est la puissante combinaison du **MS-12 blue**, un amplificateur **ECG 12 dérivations compact et sans fil**, et d'un logiciel hautement perfectionné. Il combine les avantages des appareils d'ECG d'effort les plus performants sur votre PC ou ordinateur portable.

Le CS-200 Office offre des avancées diagnostiques majeures pour l'acquisition et l'analyse de 12 dérivations à l'aide de nouveaux filtres plus performants pour une qualité optimale des courbes.

PROTOCOLE D'EFFORT DYNAMIQUE

Le système propose le meilleur protocole d'effort sur la base de l'âge et de la masse corporelle du patient ainsi que de ses réponses au questionnaire, et vous permet de créer votre propre protocole standard ou de le modifier.

ASSISTANT À L'ÉCRAN

L'assistant guide les nouveaux utilisateurs pas à pas, de la première à la dernière étape, par la mise en surbrillance de la fonction suivante. Cette option peut être activée ou désactivée.

DÉTECTION AUTOMATIQUE ET IMMÉDIATE DES ARYTHMIES

Les arythmies sont immédiatement détectées et classées à mesure qu'elles surviennent pendant l'épreuve d'effort. Elles apparaissent en rouge à l'écran, dans une fenêtre séparée.

ÉVOLUTIF ET EXTENSIBLE EN FONCTION DES BESOINS

Des caractéristiques haut de gamme viennent compléter la version standard du CS-200 Office pour en faire une station de travail ultra-performante.

- ❖ Logiciel d'interprétation ETM
- ❖ Logiciel d'ECG d'effort 12 dérivations
- ❖ Logiciel d'ECG vectoriel

UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE AVEC DES FORMATS STANDARD

SCHILLER utilise des protocoles de communication standard, à savoir GDT, HL7, HL7 aECG, DICOM et DICOM Modality Worklist, pour intégrer le CS-200 Office à votre environnement et satisfaire les exigences de votre pratique quotidienne.

Le logiciel SDS-200 Office peut être installé sur n'importe quel PC ou ordinateur portable équipé de Windows 7 ou Windows 8 Professional.



MS-12 BLUE

Liberté de mouvement grâce à l'ECG sans fil

Avec l'introduction du module d'acquisition sans fil MS-12 blue, SCHILLER propose une nouvelle solution qui simplifie considérablement l'acquisition d'ECG.

- ❖ Fonctionne en tout lieu, dans les espaces confinés comme dans les grands espaces. La longueur des câbles n'est plus un souci!
- ❖ Réduit les artefacts de mouvement sans raccordement par câble analogique.

Les cliniciens peuvent désormais se concentrer sur l'essentiel: les soins apportés aux patients et la qualité du signal ECG.

Petit ...

Le MS-12 blue ne pèse que 115 g (accus compris) et tient dans une main.

- ❖ Facile à déplacer d'une pièce/ d'un lit à l'autre.
- ❖ Repose confortablement sur le lit ou le patient pendant l'enregistrement.
- ❖ Câble patient extrêmement léger qui réduit les artefacts de mouvement et garantit des ECG de haute qualité.

... mais costaud!

Une technologie de pointe pour une gestion efficace de l'alimentation électrique et une performance optimale.

- ❖ Une seule charge d'accu assure un fonctionnement continu pendant plus de 36 heures.
- ❖ Le mode d'économie d'énergie du CS-200 Office permet même d'utiliser le MS-12 blue pendant plus d'une semaine avec une seule charge d'accu!
- ❖ Résultat: des frais d'exploitation moindres.



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 709 90
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86-10-84565453
 info@schillermedical.com
 www.schillermedical.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
 F-67162 Wissembourg/Cedex
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 94 12 82
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77600 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 infoschiller@schiller-france.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81-0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
 Fax +36 (1) 383-4778
 sales@schiller.at
 www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 001, India
 Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
 Doral, Florida 33172
 Phone +1 954 673 0358
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schillerla.ch
 www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 8432089
 Fax +48 22 8432089
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
 125124 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 970 11 33
 mail@schiller-ag.com
 www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 E-28230-Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydanı-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 sales@schiller-turkiye.com
 www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
 Doral, Florida 33172
 Phone +1 786 845 0620
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramerica.com
 www.schilleramerica.com

